



MyPatch®SL®

L'enregistreur myPatch®sl® est un Holter ECG incroyablement petit et léger.

L'enregistrement Holter ECG n'a jamais été aussi facile.

Pas de carte flash, pas de pochette, pas de pile !

Posez MyPatch®sl® et laissez le patient retourner chez lui !

L'enregistreur MyPatch®sl® convient pour tout type d'étude Holter, pour tout patient dans toutes les conditions.

C'est un vrai Holter ECG, il va réellement simplifier votre vie, celle de votre équipe et de vos patients.

MyPatch®sl® est compatible avec différents systèmes d'analyse !

- ♥ **Confort patient inégalé**
- ♥ **Une seule électrode**
- ♥ **Batterie rechargeable**
- ♥ **1/2/3 canaux ECG**
- ♥ **128 / 256 / 512 / 1024 Ech/s**
- ♥ **Holter 24 heures à 14 jours***

* 14 jours : 2 canaux à 128 ech/sec





Spécifications

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Poids : | 25 grammes |
| • Dimensions : | 45 x 50 x 12,5 mm |
| • Placement : | Sternum, 3ème dérivation libre |
| • Batterie : | Lithium-ion polymère (interne) |
| • Format d'enregistrement : | Continu |
| • Conformité : | IEC 60601-1, IEC 60601, CE2797, 510(k) 131190 |
| • Connexion : | Micro USB |
| • Charge : | USB 5.0v, 600 mA |
| • Autonomie : | 14 jours* |
| • Canaux ECG : | 1, 2 ou 3 Canaux |
| • Fréquence d'échantillonnage : | 128-256-512-1024 échantillons/seconde |
| • Bande passante : | 0.05 – 175Hz maxi |
| • Résolution : | 12 bits |
| • Capacité d'enregistrement : | Mémoire interne 8 GB |
| • Impédance d'entrée : | >10MOhms |
| • CMRR (Rejection en mode commun) : | >80 dB |
| • Transfert des données : | Port USB1 |
| • Étanchéité : | IP 68 placé sur une électrode d'origine |
| • Durée de vie de la batterie : | Minimum 500 recharges |
| • Type et Classe : | MyPatch@3000sl – Classe IIa |

* 14 jours : 2 canaux à 128 ech/sec