

ULTRA Koch EXERCISE

- ⇒ **SIMPLE**
- ⇒ **INNOVANT**
- ⇒ **POLYVALENT**
- ⇒ **PERFORMANT**
- ⇒ **CONFORTABLE**



- ◆ Divan monoposte, mobile pour ultra-sons effort – repos – angio – ETO, rapides et de qualité
- ◆ Calage fessier par coussin mousse, escamotable automatiquement (pas de selle inconfortable)
- ◆ Proclive électrique pour la puissance du pédalage
- ◆ Déclivité Latérale Gauche électrique avec calage automatique de hanche
- ◆ Calage d'aisselle escamotable et deux poignées de maintien : adapté à toutes les morphologies en préservant une fenêtre optimale lors d'une mise en position DLG
- ◆ Ergomètre intégré escamotable automatiquement par vérin électrique télécommandé (effort/repos)
- ◆ Frein pilotable par tous les systèmes ECG/effort
- ◆ Réglage électrique de la distance du pédalage même pendant l'effort
- ◆ LED de sol multicolor programmable pour confort visuel

Le divan 4 en 1

ULTRA Koch EXERCISE

- ◆ **Echo d'effort adaptative décubitus/verticalisation/DLG**
- ◆ Echo-cardiographie de repos
- ◆ Stress pharmacologique
- ◆ Echo Trans Oesophagienne
- ◆ Echo-doppler vasculaire...
- ◆ Echocardiographie en pédiatrie
- ◆ Divan d'examen classique

**Un seul poste
échographique**



Réelle polyvalence

- | | |
|---|---------|
| ➤ Longueur utile hors tout avec ergomètre en position "repos" | 230 cm |
| ➤ Longueur hors tout avec ergomètre en position effort | 210 cm |
| ➤ Hauteur minimale du divan | 64 cm |
| ➤ Largeur hors tout | 93 cm |
| ➤ Largeur en position décline latérale (passage de porte) | 89,5 cm |
| ➤ Poids maximum autorisé en position "repos" | 200 kg |
| ➤ Poids maximum autorisé en position "effort" | 180 kg |
-
- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
 - Consigne de freinage de 5 à 730 W (de 0 . 200 tr/mn) 300 W à 70 tr/mn
 - Travaille dans un sens de rotation avec roue libre
 - Transmission par courroies souples et silencieuses, équipées d'un système automatique de tension
 - Pupitre inclinable
 - Affichage "Graphic" couleur : LCD STN 5"7
 - Informations affichées : *Puissance développée (Watts), Consigne de freinage (Watts), Vitesse de pédalage (km/h et tr/mn), Temps (heure : min : sec), Distance (km), Couple développé (Nm), Calories consommées (Kcal)*
 - Utilisation possible en mode manuel ou préprogramme
 - Pilotable par tous les systèmes ECG/effort du marché
-
- Matériel conforme aux normes CE
 - Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
 - Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1
-
- Garantie 3 ans



par

GENIN

Distribué par :

SoluBio
2010 BIO

contact @ kochevolution.com

+33 (0) 663 121 954