



ECG de repos et d'effort

custo cardio 300



Votre distributeur agréé custo med



1) Les longueurs des câbles patient varient en fonction du modèle et du domaine d'application.

custo cardio 300

Nombre de canaux ECG	12
Courbe de fréquence	0 à 0,262 * Fréquence de balayage [Hz]
Fréquence de balayage	1 000, 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 (USB), 32 000 (USB) [Hz]
Vitesse d'analyse	1,0 / 0,5 / 0,25 / 0,125 / 0,0625 (USB) / 0,03125 (USB) [ms]
Écart	< 1,5 %
Convertisseur A/D	24 bits
Impédance d'entrée	10 MΩ avec détection active des électrodes 1 000 MΩ lorsque la détection des électrodes est inactive
Quantification d'amplitude	1,525 µV/bit
CMRR	> 93 dB
Mesure de l'impédance	sur tous les câbles pour électrode (pas N) avec indication automatique de la qualité
Protection anti-défibrillation	Rigidité diélectrique 5 000 V
Récupération après défibrillation	< 5 s
Alimentation électrique	Câble USB (raccord standard au PC) [USB] Batterie rechargeable Li Ion [BT-A] / 2 piles AAA [BT-B]
Consommation d'énergie max.	1,5 W
Autonomie de la batterie [BT-A]	avec mode Bluetooth et 4 kHz : 10 heures max.
Autonomie des piles AAA [BT-B]	avec mode Bluetooth et 4 kHz : 5 heures max.
Temps de charge de la batterie	3 heures max. en mode de charge pure
Durée de vie	env. 5 ans
Raccordement informatique	USB (longueur de câble 3 000 mm), Bluetooth
Raccord patient	Câble patient 10 fils avec connexion HDMI Adaptateur D-Sub
Fréquence Bluetooth	Bande de fréquence ISM 2,4 GHz
Portée Bluetooth	typ. 10 m, selon les conditions ambiantes
Dimensions	env. 118 * 78 * 23 mm (L * l * h) [USB/BT-A] env. 118 * 78 * 27 mm (L * l * h) [BT-B]
Poids	env. 130 g
Longueurs du câble patient ¹⁾	gris, long (clip, fiche banane) : env. 1 050 mm (R, L, N, F), env. 700 mm (C1 à C6) gris, court (clip ERG) : env. 600 à 700 mm (R, L, N, F), env. 500 à 650 mm (C1 à C6) blanc, long (patient cable clip, patient cable banana) : env. 1 250 mm (R, L, N, F), env. 900 mm (C1 à C6, R) blanc, court (patient cable clip ERG) : env. 700 mm (C1 à C6, R, L, N, F)
Conditions ambiantes d'utilisation	Température +10 °C à +40 °C Humidité relative 25 à 95 % h. rel. Pression atmosphérique 700 à 1 060 hPa
Conditions de transport et de stockage	Température -20 °C à +45 °C Humidité relative 10 à 95 % h. rel. Pression atmosphérique 700 à 1060 hPa
Classification	Classe de protection II [USB], Appareil avec alimentation électr. interne [BT-A, BT-B], classe IIa, type CF
Normes appliquées	DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 20417, DIN EN ISO 15223-1, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 60601-1-6, DIN EN 62304, DIN EN 62366-1, DIN EN ISO 10993-1, EN 60601-2-25, DIN EN 10993-5, DIN EN 10993-10